

ARNESES



ARNESES (Muñequeras y Tobilleras)
Fabricadas en goma conductiva de máxima calidad
Con velcro de colores (Amarillo, Rojo, Azul y Negro) para su identificación.
Cierre ajustado en velcro


**CABLES Y CORREAS SEPARADAS
CON CONEXIÓN DE CLICK**

ARNES FRONTAL

Fabricado en material resistente y goma conductiva de máxima calidad.
Cable de ocho hilos con soldaduras en plata.



Arnes Frontal en polipiel con acabado de máxima calidad y acolchado interno para su máxima comodidad.



ACCESORIOS



COJIN PODAL



Cojín de Lana el cual garantiza un máximo confort. En su interior incluye placa de 260x290 mm. En Acero INOX garantizando una máxima anticorrosión. Conectada a la salida de Electrodo del SCIO permiten una potenciación de la terapia, al testar y activar las 72.000 terminaciones nerviosas situadas en cada planta del pie.

IMPORTANTE




Se recomienda limpiar la zona que contacta directamente con la piel, de todos nuestros productos con una solución de 90% de Agua y 10% de Alcohol después de cada uso.






FAJA GRANDE Con goma conductiva de máxima calidad. La cual garantiza una anticorrosión y una conductividad perfecta. Preparado para conectar directamente en la salida de electrodos del SCIO. Por su diseño es ideal para Cadera, Sacro, Coxis, Zona lumbar, Dorsal, Abdominal, Pectoral, ideal para terapias de Estética: Celulitis, Retención de Líquidos, Etc. Cierre con velcro adaptable.



FAJA PEQUEÑA Con goma conductiva de máxima calidad. La cual garantiza una anticorrosión y una conductividad perfecta. Preparado para conectar directamente en la salida de electrodos del SCIO. Por su diseño es ideal para Cervicales, extremidades inferiores, superiores y tronco en niños (Dependiendo de su volumen).



PLANTILLAS PECTORALES Con goma conductiva de máxima calidad. La cual garantiza una anticorrosión y una conductividad perfecta. Preparado para conectar directamente en la salida de electrodos del SCIO. Por su diseño es ideal para La Terapia de Estética: Aumento y Caída de Pechos. También pueden ser utilizadas para tratar Ganglios Linfáticos en Axilas, etc.



IMPORTANTE

Se recomienda limpiar la zona que contacta directamente con la piel, de todos nuestros productos con una solución de 90% de Agua y 10% de Alcohol después de cada uso.



Faja Multi-conexion (8 conexiones)

FAJA MULTI-CONEXIÓN (8 conexiones, Trabaja conjuntamente con el arnés de la cabeza, ampliando tanto la información de testaje como la de terapia. Fabricadas en material resistente y goma conductiva de máxima calidad. Cable de ocho hilos con soldaduras en plata.



Faja Multi-conexion (8 conexiones)



CAJA MULTI-FUNCIÓN


- 6 salidas para ACCESORIOS.
- 1 entrada de AUDIO para MP3, Móvil, etc.
- 2 salidas de AUDIO con potenciómetro para regular el volumen.
- Duplica la BANDEJA DE TESTAJE

Se suministra con: cables para conexión.



Sacale el Maximo rendimiento a tu SCIO






 Innovando en Tecnología

MASCARA FACIAL Con goma conductiva de máxima calidad (La cual garantiza una anticorrosión y una conductividad perfecta). Preparado para conectar directamente en la salida de electrodos del SCIO. Por su diseño es ideal para terapias de Estética: Antiaging, Arrugas, Estiramiento Facial, Tono Facial General, Acné, Líneas, Papada, etc... Cierre con velcro adaptable.

MUY IMPORTANTE:

Su uso es única y exclusivamente indicado para las terapias de Estética indicadas, no pudiéndose hacer al mismo tiempo ningún otro tipo de Terapia. El tiempo máximo indicado para una sesión es el indicado en su prospecto, siendo reclinada toda responsabilidad de su mal uso, al Medico ó Terapeuta que realiza la Terapia.



La última tecnología en Terapias de Estética con:

Biorresonancia SCIO

NOVEDAD:



Realza al máximo tu Belleza desde el interior:

(Reduciendo estrés, eliminando toxinas y regulando la función metabólica.)



Potenciamos la terapia con la nueva mascara facial



Estimulando directamente en la Zona a tratar favoreciendo la Hidratación, Luminosidad y atenuando las líneas de expresión facial.

IMPORTANTE

Se recomienda limpiar la zona que contacta directamente con la piel, de todos nuestros productos con una solución de 90% de Agua y 10% de Alcohol después de cada uso.

Todos los accesorios fabricados en centrenature, tienen certificado y el sello del colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona garantizando su correcta conductividad en las terapias con el Scio.

Vicenç Gericó Gasulla: Perito e Ingeniero Técnico colegiado nº 7626.

CERTIFICA:

Después de las pruebas y test realizados en los Arnéses Frontales y de Extremidades, Fajas y máscaras faciales diseñados por **Ángel Morales Salgado**, como accesorios para conectar al aparato SCIO, se verifica que tienen una impedancia inferior a $0,1 \Omega$, el cual garantiza su perfecta adaptación para la función a realizar. Aumentando el área de tratamiento y por tanto unos resultados más efectivos, transmitiendo perfectamente las frecuencias del SCIO en la zona afectada.

El material utilizado para transmitir las Frecuencias del SCIO que permanece en contacto directo con el paciente, está elaborado con material conductor, el cual garantiza una perfecta conductividad, manteniendo siempre una impedancia inferior a $0,1 \Omega$.

Se Prevé una durabilidad en uso normal a dos años. (En función de horas en contacto con la piel)

Vicenç Gericó
Enginyer tècnic industrial
Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Barcelona
Col·legiat nº 7626

Creixell a 24 de Septiembre del 2006

Centrenature en su afán de investigación y desarrollo en accesorios para el Scio, pone en su conocimiento la posibilidad de fabricar cualquier otro accesorio como Rodilleras, Tobilleras, Fajas que cubran toda la columna vertebral, etc., etc.

Comuníquenos su necesidad y desarrollaremos un estudio sin compromiso.

Atentamente:

Ángel Morales. Diseñador y Fabricante de accesorios para Scio

C/ Copons, 17 (Taller) IGUALADA - BARCELONA

C / Once de Septiembre, 31 (Delante de colegio)

CREIXELL - TARRAGONA

Telf. - 636 90 89 73 - 668852731

